







## Ficha técnica REF 58.61.55

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.61.55	Yasargil Stand Ti clip 90° ang 5mm p	
Unidad	unid.	Número de aduana	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826094782
Clasificación	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	G585408
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK18
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	90° 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		