



Ficha técnica REF 58.66.06

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.66.06	pinza p quitar Yasargil ti mini clip	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826095635
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-894
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK05-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		