







Ficha técnica REF 59.19.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	59.19.10	Dennis micro pinza mango red diamantado Ø 1mm rct 18.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826422165
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 1mm 18.5cm	Revestimiento	Revestimiento duro para superficies de trabajo de portaagujas
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		