







Ficha técnica REF 59.19.12

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| Referencia | 59.19.12 | Dennis micro pinza mango red diamantado Ø 1mm rct 21cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 62466 | GTIN | 04046826422189 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-621 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | Ø 1mm 21cm | Revestimiento | Revestimiento duro para superficies de trabajo de portaagujas |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |