







## Ficha técnica REF 59.19.14

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                     |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                          | 59.19.14                          | micro pinza ligero mango red diamantado Ø 1mm rct 18cm                              |                                                               |
| Unidad                                                                                                                                                              | unid.                             | Número de aduana                                                                    | 90189084                                                      |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62466                             | GTIN                                                                                | 04046826422202                                                |
| Clasificación                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                                                                          | 15-621                                                        |
| Clasificación                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                                                                         | 4046826;B;R002;03;ah;48                                       |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                      | 0,000                             | Manual de uso                                                                       | GATDR00X                                                      |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                | Instrucciones de preparación                                                        | MPK03-1                                                       |
|   |                                   |                                                                                     |                                                               |
| Medicon medios                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                               |
| Imagen completa                                                                                                                                                     |                                   | Imagen detallada                                                                    |                                                               |
|                                                                                   |                                   |  |                                                               |
| Medida                                                                                                                                                              | Ø 1mm 18cm                        | Revestimiento                                                                       | Revestimiento duro para superficies de trabajo de portaagujas |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                       |                                   |                                                                                     |                                                               |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                              |                                   |                                                                                     |                                                               |
| Material                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                     |                                                               |
|                                                                                                                                                                     | N° de material (Denominación DIN) |                                                                                     |                                                               |
| Cuerpo                                                                                                                                                              | 1.4021 (X20Cr13)                  |                                                                                     |                                                               |
| Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |                                                                                     |                                                               |