




## Ficha técnica REF 59.19.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	59.19.19	micro pinza ligero mango red diamantado 0.4mm crv 21cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826422257
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	0.4mm 21cm	Revestimiento	Revestimiento duro para superficies de trabajo de portaagujas
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		