







## Ficha técnica REF 59.20.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	59.20.30	Yasargil micro tijera bay 20cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826095871
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-496
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,084	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		