







## Ficha técnica REF 59.20.45

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	59.20.45	Yasargil micro p-aguja bay 20cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826095901
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,064	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		