







## Ficha técnica REF 59.23.14

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	59.23.14	Yasargil micro pinza bay 0.9mm 23cm ro	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826095925
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	0.9mm 23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		