








Ficha técnica REF 59.44.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	59.44.53	Yasargil pinza p agarrar 3mm 22cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826096168
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	3mm 22cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		