





Ficha técnica REF 59.45.18

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Referencia | 59.45.18 | micro pinza de ti Ø 1mm 18cm anillos estriados | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 62466 | GTIN | 04046826096212 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-621 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg) | 0,028 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.04.41 (prospecto instr de titanio p la cirugía cardíaca y vasc) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | Ø 1mm 18cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |