






Ficha técnica REF 60.00.31

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.00.31	Thorpe calibrador 11cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	60909	GTIN	04046826096410
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		