




Ficha técnica REF 60.00.63

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.00.63	Bonn anillo d fijacion 3/4 abierto Ø 13mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	60909	GTIN	04046826096618
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-933
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 13mm 11cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		