






Ficha técnica REF 60.02.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.02.53	Lieberman blefarostato 8cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	35349	GTIN	04046826096939
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-933
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	8cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		