



Ficha técnica REF 60.22.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.22.11	Bechert ti separador rotat p lente 12.5cm acod	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32754	GTIN	04046826097936
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-648
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	12.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7164 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		