







## Ficha técnica REF 60.22.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.22.13	Neuhann instr p div d lente 10.5cm acod	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32754	GTIN	04046826097943
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-648
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		