







Ficha técnica REF 60.22.17

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.22.17	Sinsky gancho p posicionar cristal 11.5cm ang Ø 0.20mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	32754	GTIN	04046826097967
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	11.5cm Ø 0.20mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		