








Ficha técnica REF 60.32.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.32.02	Wecker espátula iris 2mm 13.5cm plata pura	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	39610	GTIN	04046826098353
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-648
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,012	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	2mm 13.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	SILBER_800 (AgCu_80-20) 1.4021 (X20Cr13)		