



Ficha técnica REF 60.33.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.33.02	Anel cánula p vía lagrimal crv 23 Gauge 4cm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	17899	GTIN	04046826098575
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-574
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	23 Gauge 4cm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 2.0401 (CuZn39Pb3)		