



Ficha técnica REF 60.33.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.33.03	Anel cánula p vía lagrimal 90° crv 23 Gauge 4cm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	17899	GTIN	04046826098582
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-574
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instrumentos para la blefaroplastia Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	90° 23 Gauge 4cm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		