







Ficha técnica REF 60.33.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.33.13	Sauter cánula p inyectar aire 27 Gauge 3.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	17899	GTIN	04046826098629
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-574
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	27 Gauge 3.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		