








Ficha técnica REF 60.33.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.33.23	Knolle pearce asa p lente c irrig 23 Gauge 5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	12319	GTIN	04046826098681
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK24-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	23 Gauge 5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		