







Ficha técnica REF 60.34.82

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|
| Referencia | 60.34.82 | Wilder dilatador 11cm fig 2 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90185010 |
| GMDN | 13120 | GTIN | 04046826099312 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-259 |
| Clasificación | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;02;XG |
| Peso neto (kg) | 0,008 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instrumentos para la blefaroplastia Folleto) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 11 cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |