







## Ficha técnica REF 60.34.90

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.34.90	Worst sonda pigtail c orificio 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	13120	GTIN	04046826099350
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-120
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		