



Ficha técnica REF 60.42.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.42.12	Bishop Harmon pinza p iridect 8.5cm 1x2d 0.8mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826099503
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,026	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	8.5cm 0.8mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		