








Ficha técnica REF 60.44.07

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.44.07	Mod Bonn micro pinza iris 7.5cm 1x2d 0.12mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826099626
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	7.5cm 0.12mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		