








## Ficha técnica REF 60.50.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.50.05	Lester pinza fijacion 1x2d 9.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826099992
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,029	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	9.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		