








Ficha técnica REF 60.50.41

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.50.41	Troutman pinza p fijar sutura sup 10cm acod 1x2d	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	62466	GTIN	04046826100087
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-209
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	10cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		