



## Ficha técnica REF 60.55.90

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                 |                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 60.55.90                                        | Barraquer pinza p camara anter 5.5cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                           | Número de aduana                     | 90185010                |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 62466                                           | GTIN                                 | 04046826100544          |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                           | 16-209                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,007                                           | Manual de uso                        | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                              | Instrucciones de preparación         |                         |
| <div></div>    |                                                 |                                      |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                      |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                 | Imagen detallada                     |                         |
| <div></div> |                                                 |                                      |                         |
| Medida                                                                                                                                                                           | 5.5cm                                           | Revestimiento                        |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                 |                                      |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                 |                                      |                         |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                 |                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)               |                                      |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                           | 1.4024 (X15Cr13)                                |                                      |                         |