







Ficha técnica REF 60.73.93

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.73.93	Mod Bonn tijera p iris 9cm crv agu	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	13488	GTIN	04046826100957
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 453.03.01 (Blepharoplasty - Instrumentos para la blefaroplastia Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	9cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		