







Ficha técnica REF 60.74.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	60.74.08	Fine tijera suturas 11.5cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90185010
GMDN	13488	GTIN	04046826101022
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	11.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		