






Ficha técnica REF 62.00.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.00.13	Brünings lupa sola p especulos auric	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826101299
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-662
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		