






Ficha técnica REF 62.01.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.01.01	Hartmann espéculo auric fig 1 Ø 3.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826101435
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-662
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,007	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 3.0mm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		