






## Ficha técnica REF 62.02.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.02.13	Hartmann espéculo auric fig 3 Ø 7.5mm acero	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826371340
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-662
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 7.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		