






Ficha técnica REF 62.02.38

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.02.38	Toynbee espéculo auric fig 3 acero	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33395	GTIN	04046826406066
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-662
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		