






## Ficha técnica REF 62.05.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.05.13	Hartmann diapason c3-1024	
Unidad	unid.	Número de aduana	92099940
GMDN	32526	GTIN	04046826101947
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	14-255
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;03;WV
Peso neto (kg)	0,071	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	c3-1024	Revestimiento	Capa de níquel aplicada galvánicamente
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.1740 (C60W)		