






Ficha técnica REF 62.06.36

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Referencia | 62.06.36 | diapason a1-440 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 92099940 |
| GMDN | 32526 | GTIN | 04046826102074 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 14-255 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N002;03;WV |
| Peso neto (kg) | 0,089 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | a1-440 | Revestimiento | Capa de níquel aplicada galvánicamente |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.1740 (C60W) | | |