






## Ficha técnica REF 62.10.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.10.10	Krause polipotomo auric 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31020	GTIN	04046826102234
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-631
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso neto (kg)	0,027	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK08-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18cm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		