






Ficha técnica REF 62.10.47

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.10.47	alambre p cierranudos Ø 0.20mm preformadas p/100	
Unidad	paq./100	Número de aduana	90189084
GMDN	31020	GTIN	04046826102272
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-631
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 0.20mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		