







## Ficha técnica REF 62.16.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.16.02	Wagener gancho auric 14cm 2.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826102937
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-258
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,016	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	14cm 2.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		