







## Ficha técnica REF 62.20.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.20.11	Hartmann sonda auric fig 1 Ø 2.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	42451	GTIN	04046826103415
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-209
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,006	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.5mm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		