






Ficha técnica REF 62.20.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.20.30	oliva d tubos p sondas auric	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	42451	GTIN	04046826103514
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-209
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,007	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		