





Ficha técnica REF 62.21.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.21.12	Rosen cánula aspir acod Ø 0.9x65mm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103637
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 0.9x65mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		