





Ficha técnica REF 62.21.46

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|------------------------------|----------------|
| Referencia | 62.21.46 | Wullstein mango aspirad Luer | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 38749 | GTIN | 04046826103712 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-571 |
| Clasificación | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,013 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Mango | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |