





Ficha técnica REF 62.21.48

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.21.48	enchufe conexion cono luer	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103729
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,013	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		