





Ficha técnica REF 62.22.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.22.02	tubo de aspir Ø 1.5x90mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826410070
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.5x90mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		