



## Ficha técnica REF 62.22.10

11.12.2025

| Datos generales                                                                    |                                              |                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                         | 62.22.10                                     | Baron (Schuknecht) cánula aspir Ø 1.0x75mm |                |
| Unidad                                                                             | unid.                                        | Número de aduana                           | 90189084       |
| GMDN                                                                               | 38749                                        | GTIN                                       | 04046826103736 |
| Clasificación                                                                      | 2a (EU MDD)                                  | UMDNS-Code                                 | 10-571         |
| Clasificación                                                                      | 6 (EU MDD)                                   | Base UDI-DI                                |                |
| Peso neto (kg)                                                                     | 0,009                                        | Manual de uso                              |                |
| Latex free                                                                         | si                                           | Instrucciones de preparación               | MPK02          |
|   |                                              |                                            |                |
| Medicon medios                                                                     | 450.00.37 (catálogo ORL )                    |                                            |                |
| Imagen completa                                                                    |                                              | Imagen detallada                           |                |
|  |                                              |                                            |                |
| Medida                                                                             | Ø 1.0x75mm                                   | Revestimiento                              |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                      |                                              |                                            |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |                                              |                                            |                |
| Material                                                                           |                                              |                                            |                |
|                                                                                    | N° de material (Denominación DIN)            |                                            |                |
| Cuerpo<br>Mango                                                                    | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9) |                                            |                |