





## Ficha técnica REF 62.22.31

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.22.31	Zöllner tubo aspir solo	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103774
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,014	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		