





## Ficha técnica REF 62.22.62

11.12.2025

| Datos generales  |                                   |                                      |                |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Referencia   | 62.22.62                          | Frazier tubo aspir fig 2 Ø 2.0x190mm |                |
| Unidad   | unid.                             | Número de aduana                     | 90189084       |
| GMDN   | 38749                             | GTIN                                 | 04046826103811 |
| Clasificación  | 2a (EU MDD)                       | UMDNS-Code                           | 10-571         |
| Clasificación  | 6 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                          |                |
| Peso neto (kg)   | 0,024                             | Manual de uso                        |                |
| Latex free   | si                                | Instrucciones de preparación         | MPK02          |
|   |                                   |                                      |                |
| Medicon medios   | 450.00.37 (catálogo ORL )         |                                      |                |
| Imagen completa  |                                   | Imagen detallada                     |                |
|  |                                   |                                      |                |
| Medida   | Ø 2.0x190mm                       | Revestimiento                        |                |
| Condiciones de almacenamiento  |                                   |                                      |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |                                   |                                      |                |
| Material   |                                   |                                      |                |
|  | N° de material (Denominación DIN) |                                      |                |
| Cuerpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)              |                                      |                |
| Mango  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |                                      |                |