







## Ficha técnica REF 62.30.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.30.20	Hartmann pinza auric 13.5cm mod fino	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104139
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-451
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,021	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	13.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Tornillo</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Mango</b>	1.4021 (X20Cr13)		